


ການຄວບຄຸມພະຍາດເປົ້າຫວານ: ການກວດ A1c (ນ້ຳຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຢູ່ເຮືອນ



ລາຍການຊຸດອຸປະກອນເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບເຈັບ

ຊຸດອຸປະກອນຂອງທ່ານລວມມີອຸປະກອນກວດ A1CNow® ດ້ວຍຕົນເອງໜຶ່ງ (1) ຊຸດ. ມັນມີວັດອຸປະກອນພຽງສໍາລັບການກວດສີ່ (4) ຄັ້ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນຫຼາຍໆ ເດືອນ. ການກວດອັນໜຶ່ງຄວນໃຊ້ ພຽງຄັ້ງດຽວ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດ ການກວດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ທ່ານຈະປະຕິບັດການກາ ນກວດໃນລະຫວ່າງໜຶ່ງໃນການພົບປະທາງວິດີໂອປະຈໍາ ເດືອນກັບທີມເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ທ່ານ ອາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດການກວດນີ້ທຸກໆສາມເດືອນ.

ກ່ອງກວດດ້ວຍຕົນເອງ A1CNow® ຂອງທ່ານປະກອບມີ:

ຊຸດອຸປະກອນຂອງທ່ານລວມມີອຸປະກອນການກວດ A1c (ນ້ຳຕານສະ ສົມໃນເລືອດ) ໜຶ່ງຊຸດເພື່ອວັດແທກລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ (ນ້ຳຕານ ໃນເລືອດ) ຢູ່ເຮືອນ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງຕິດຕາມນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງຂ້ອຍ?

ບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍໆຢ່າງເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງເກີນ ໄປ. ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ, ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເປົ້າຫວານມັກຖືກຂໍໃຫ້ ກວດນ້ຳຕານໃນເລືອດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການກິນອາຫານແຕ່ລະຄາບ. ພວກ ເຂົາຍັງຕ້ອງໄປກວດຢູ່ທີ່ຫ້ອງການທ່ານໝໍຂອງພວກເຂົາເພື່ອກວດລະດັບ ນ້ຳຕານຕະຫຼອດເວລາ. ການກວດຢູ່ໃນຊຸດອຸປະກອນຂອງທ່ານແມ່ນຄືກັນ ກັບການກວດຢູ່ໃນຫ້ອງການທ່ານໝໍ. ມັນເອີ້ນວ່າການກວດ A1c (ນ້ຳຕານ ສະສົມໃນເລືອດ) ມັນບອກທ່ານວ່າໃນໄລຍະ 2-3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ (90 ວັນ) ທ່ານຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ດີປານໃດ. ມັນເບິ່ງທີ່ນ້ຳ ຕານໃນຈຸລັງທີ່ບັນຈຸອີກຊີເຈນ ແລະ ຮີໂມໂກລບິນ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ແຜນການປົນປົວພະຍາດເປົ້າຫວານຂອງທ່ານໄດ້ຜັນ ຫຼື ບໍ່.

ການກວດໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຜົນກວດໃນຈໍຂອງອຸປະກອນ A1c ສີດໍາຂະໜາດນ້ອຍ. ຕົວ ເລກທີ່ສູງໝາຍຄວາມວ່າລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຂອງທ່ານສູງຂຶ້ນ. ຜູ້ເບິ່ງ ແຍງດູແລ ແລະ ທີມເບິ່ງແຍງດູແລຂອງທ່ານຈະປຶກສາກັບທ່ານກ່ຽວກັບຕົວ ເລກທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຂົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບວິທີຫຼຸດລະດັບ A1c (ນ້ຳ ຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍທ່ານເພື່ອຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ຫຼຸດຈໍານວນ A1c (ນ້ຳຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຂອງທ່ານໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 7%.

- ເອກະສານຄໍາແນະນໍາ
- ເຄື່ອງກວດ ຫຼື ເຄື່ອງວິເຄາະ: ອຸປະກອນສີດໍາຂະ ໜາດນ້ອຍທີ່ທ່ານວາງຕົວຢ່າງເລືອດ. ສິ່ງນີ້ຈະຖືກໃຊ້ ສີ່ (4) ຄັ້ງ – ທ່າງກັນປະມານ 3 ເດືອນ.
- ຖົງເຄື່ອງສີ່ນ (4) ອັນ. ແຕ່ລະອັນມີເຄື່ອງສີ່ນ, ກ່ອງ ເກັບເລືອດ ແລະ ມິດເພື່ອແທງຜິວໜັງຂອງທ່ານ.
- ຖົງໃສ່ກ່ອງກວດສີ່ (4) ອັນ.
- ອຸປະກອນການເຈາະເລືອດ (ຖ້າຈໍາເປັນ): ໄມ້ສໍາ ລິມີເຫຼົ້າ, ຜ້າຂາວ, ມິດເສີມ ແລະ ຜ້າພັນບາດ ແຜທີ່ຂ້າເຊື້ອແລ້ວ.

ກ່ອງນີ້ຄວນຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ (64-77°F). ມັນຄວນ ຖືກເກັບຮັກໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ ສາມາດຊອກບ່ອນທີ່ສາມາດຫ່າງຈາກຕາເວັນໄດ້, ທ່ານອາດ ຈະເອົາກ່ອງໄປແຊ່ເຢັນ. ຖ້າຫາກທ່ານແຊ່ເຢັນ, ກະລຸນາເອົາ ເຄື່ອງວິເຄາະອອກ (ອຸປະກອນໃຊ້ອ່ານສີດໍາຂະໜາດນ້ອຍ), ຖົງເຄື່ອງສີ່ນ 1 ອັນ ແລະ ແທງກວດ 1 ອັນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຊົ່ວ ໂມງກ່ອນການກວດ. ວັດສະດຸການກວດຕ້ອງຢູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ ເມື່ອທ່ານປະຕິບັດການກວດ.

ການຄວບຄຸມພະຍາດເບົາຫວານ: ການກວດ

A1c (ນ້ຳຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຢູ່ເຮືອນ

ຄໍາແນະນຳ

- ✔ ຊຸດອຸປະກອນ A1c ຂອງທ່ານປະກອບມີ 'ຄູ່ມືສະບັບຫຍໍ້' ພ້ອມກັບຄໍາແນະນຳ ແລະ ຮູບພາບທີ່ມີປະໂຫຍດ.
- ✔ ທ່ານຈະໃຊ້ການກວດ A1c ໜຶ່ງ (1) ຄັ້ງໃນການຕິດຕາມຄັ້ງທໍາອິດ. ພະນັກງານສູນສຸຂະພາບຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດມັນໃຫ້ຖືກວິທີ. ພວກເຂົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບວິທີການຂຽນຜົນກວດໃນບົດບັນທຶກຂອງທ່ານ.
- ✔ ຫຼັງຈາກການຕິດຕາມຄັ້ງທໍາອິດ, ພະນັກງານສູນສຸຂະພາບຈະນັດການຕິດຕາມແບບຄືຈິງກັບທ່ານໜຶ່ງຄັ້ງໃນແຕ່ລະເດືອນ. ທຸກໆສາມເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນ A1c ໃນລະຫວ່າງໜຶ່ງໃນການຕິດຕາມທາງວິດີໂອຂອງທ່ານ.
- ✔ ສືບຕໍ່ການເຈາະເລືອດປົກກະຕິຂອງທ່ານເພື່ອຕິດຕາມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດປະຈຳວັນຕາມຄໍາແນະນຳ.
- ✔ ສິ່ງສໍາຄັນບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການກວດ A1c (ນ້ຳຕານສະສົມໃນເລືອດ) ນີ້:
 - ຂັ້ນຕອນການກວດທັງໝົດ, ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຮອດຈຸດສິ້ນສຸດຄວນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 10 ນາທີ.
 - ໃຊ້ຖົງກ່ອງສັ້ນເພື່ອເລີ່ມການກວດຂອງທ່ານ.
 - ທ່ານຕ້ອງໃສ່ຕົວຢ່າງເລືອດຂອງທ່ານໃນເຄື່ອງວິເຄາະພາຍໃນ 2 ນາທີ. ບໍ່ໃຫ້ຍ້າຍ ຫຼື ຈັບເຄື່ອງວິເຄາະຂຶ້ນມາຈົນກວ່າການກວດສໍາເລັດ!
 - ທັນທີທີ່ການອ່ານຄ່າລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສະແດງຜົນໃນໜ້າຈໍ, ບັນທຶກມັນໄວ້. ເຄື່ອງກວດຈະບໍ່ບັນທຶກຄ່າຕົວເລກຫຼັງຈາກ 15 ນາທີ. ບັນທຶກຕົວເລກກ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈະປິດ.